

Návod k použitiu fytofanta VIROSTOP ústni sprej

 **Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.**
Uchovávejte si návod k použití pro případ dalšího použití.

Chřipka a nachlazení patří mezi nejčastější infekční onemocnění dýchacích cest s výraznými celkovými příznaky. Začínají náhle, proto je třeba rychle a včas zakročit. Toto onemocnění (většinou viry) způsobují viry, které se přenáší infekcí přes sliznici do organismu, kde se začnou rychle rozmnožovat. Jedná se o zdravotnický prostředek s inovativním mechanismem účinku. Díky polyfenolům, na které je bohatý, extrakt z *Cistus creticus* vytváří ochranný film na nosní sliznici. Tato ochranná bariéra představuje fyzickou (mechanickou) ochranu proti virům a bakteriím, brání jejich pronikání a dalšímu množení. Místo působení ZP je na sliznici horních cest dýchacích – konkrétně na sliznici ústní dutiny pro ústní sprej/pastilky a na sliznici nosní dutiny pro nosní sprej. Další obsažené složky – citrusová bioflavonoidy, echinacea purpuravá, šalvěj lékařská a barbadoská třeseň (acerola) posilují protivírusovú a protibakteriální účinek.

Složení: cistus kréský extrakt (2,83 g), echinacea purpuravá extrakt (4,56 g), šalvěj lékařská extrakt (1,31 g), citrus bioflavonoid komplex (0,08 g), acerola extrakt (3,56 g), mátová aróma, voda, acesuflam K, sorban draselný

Účel určení: Fytofanta VIROSTOP je určen jako ochranná bariéra proti virům způsobujícím zánět horních cest dýchacích aplikací na sliznici horních cest dýchacích.

Indikace: Zarudnutí sliznice při zánětu horních cest dýchacích.

Hlavní mechanismus účinku: Hlavní mechanismus účinku zdravotnického prostředku fytofanta VIROSTOP ústní sprej spočívá v tom, že pokrývá sliznici dutiny ústní ochranným filmem a tím brání proniknutí virů do organismu.






Kontraindikace: Alergie na kteroalkoly ze složek zdravotnického prostředku (uvedených v odstavci Složení).

Vedlejší účinky: Při použití fytofanta VIROSTOP ústního spreje můžete dočasně pociťovat mírné podráždění na sliznici. Tyto pocity jsou dočasné a přirozené.

Určení uživatelé / pacienti: Zdravotnický prostředek fytofanta VIROSTOP ústního sprej je určen pro dospělé a děti starší 6 let.

Omezení používání prostředku pro populaci: Doba používání zdravotnického prostředku závisí na přetrvávání symptomů, neměla by však být delší než 7 dní.

Preventivní opatření a upozornění:

-  Nepoužívejte u dětí mladších 6 let. Starší děti by měli přípravek používat jen pod dohledem dospělé osoby.
-  Pro těhotné a kojení ženy se ohledně používání doporučuje konzultace s odborným lékařem.
-  Přípravek nedoporučujeme používat, pokud jste měli provedené operační zákroky v ústní dutině, úst, nebo byla poškozena sliznice horních cest dýchacích.
-  Přípravek je určen pro použití jednou osobou - riziko přenosu infekce.
-  Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Případně jemně usadeniny jsou zapříčiněny rostlinnými složkami, které přípravek obsahuje a žádným způsobem nepovlivňují kvalitu výrobku. Při manipulaci se sprejem je třeba zabránit přímému vniknutí přípravku do očí. Při zasazení očí vypláchněte tekoucí vodou.

Dávování:

Preventivně: Aplikujte 2x denně 5 vstříků do úst, dětem starším 6 let se podává 2x 2 vstříky denně. Vhodné i pro dlouhodobé preventivní používání. Pokud jste vystaveni vyššímu riziku nákazy, můžete aplikovat sprej i vícekrát denně.

V případě akutního stavu: Aplikujte 3x denně 5 vstříků do úst, dětem starším 6 let se podává 3x 2 vstříky denně.

Je velmi důležitá aplikace večer před spaním po umytí zubů.

Hlavní přínos pro pacienta je vliv na veřejné zdraví a to použitím VIROSTOPU kde:

- polyfenoly podporují lokální imunitu horních cest dýchacích v časném stadiu infekce
- zlepšení kvality života snížením délky symptomů způsobujících infekce horních cest dýchacích
- preventivní používání VIROSTOPu v období zvýšeného výskytu infekce v kolektivech snižuje náchylnost k rizikům infekcí horních cest dýchacích.

Způsob použití spreje:

Sprejová forma umožňuje jednoduchou a rovnoměrnou aplikaci na ústní sliznici.

- před použitím protřeptete
- odstráňte ochranný kryt z aplikátoru
- vsuňte aplikátor do úst aplikujte stisknutím sprejové hlavičky
- po každém použití očistěte ústní aplikátor a nasadte ochranný kryt

Obsah balení: lahvička o objemu 30ml, rozprašovač s aplikátorem

Životnost zdravotnického prostředku: Lhůtu životnosti zdravotnického prostředku určuje datum expirace na obalu výrobku – 36 měsíců od data výroby.

Příslušnoství nebo kompatibilitní ZP: ZP fytofanta VIROSTOP nemá příslušnoství ani žiadne kompatibilitní ZP.

Skladování:

-  Údaje jsou uvedeny na obalu

Likvidace: Nespotřebovaný přípravek vraťte do lékární. Čistý obalový materiál zlikvidujte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.

 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Slovenská republika podľa licence Herb-Pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švýcarsko

www.virostop.info
www.fytofanta.com

Zbytková rizika, omezení použití, další informace: Jakákoli podezření na nežádoucí událost nebo nežádoucí událost způsobenou prostředkem by měli uživatelé ohlásit výrobcí a příslušnému orgánu v členském státě, ve kterém má uživatel bydliště. Výrobce vede podrobnou analýzu rizik a hodnotěnou zdravotnickému prostředku jako stálý proces v průběhu návrhu a vývoje a v procesu produkční fáze zdravotnického prostředku podle EN ISO 13485:2016 a Nařízení 2017/745/MDR/. Na hodnotěnou zdravotnický prostředek byly vypracovány analýza rizika podle EN ISO 14971:2019. Analýza rizika je pravidelně aktualizována na základě výsledků sledování zdravotnického prostředku po uvedení na trh/ PMS/.

Vysvětlivky symbolů na obalu



Čtete návod k použití



Použitelné do



Teplotní limit



Značka shody



Referenční (katalogové) číslo



Varování



Výrobce



Číslo šarže



Chraňte před slunečním zářením




Zdravotnický prostředek



Unikátní identifikátor prostředku

Návod na použitie fytofanta VIROSTOP ústni sprej

 **Před použitím si pozorně prostudujte návod na použití.**
Uchovávejte si návod na použití pro případ dalšího použití.

Chřipka a prechladnutie patria medzi najčastejšie infekčné ochorenia dýchacích ciest s výraznými celkovými príznakmi. Začínajú náhle, preto je potrebné rýchlo a včas zakročiť. Tieto ochorenia (väčšinou nádchy) spôsobujú viry, ktoré sa prenášajú infekciou cez sliznicu do organizmu, kde sa začnú rýchlo rozmnožovať. Ide o zdravotnícku pomôcku s inovatívnym mechanizmom účinku. Vďaka polyfenolom, na ktoré je bohatý, extrakt z *Cistus creticus* vytvára ochranný film na slizniciach úst a hrdla. Tieto ochranné bariéry predstavujú fyzickú (mechanickú) ochranu proti vírusom a baktériám, bránia ich prenikaniu a ďalšiemu množeniu. Miesto pôsobenia ZP je na sliznici horných dýchacích ciest – konkrétne na sliznici ústnej dutiny pre ústny sprej/pastilky a na sliznici nosovej dutiny pre nosový sprej. Ďalšie obsažené zložky – citrusové bioflavonoidy, echinacea purpurová, šalvia lekárska a barbadoská čerešňa (acerola) posilujú protivírusovú a protibakteriálnu účinnosť.

Zloženie: cistus kréský extrakt (2,83 g), echinacea purpurová extrakt (4,56 g), šalvia lekárska extrakt (1,31 g), citrus bioflavonoid komplex (0,08 g), acerola extrakt (3,56 g), mátová aróma, voda, acesuflam K, sorban draselný

Účel určený: Fytofanta VIROSTOP je určený ako ochranná bariéra proti vírusom spôsobujúcim zápal horných dýchacích ciest aplikáciou na sliznicu horných dýchacích ciest.

Indikácie: Začervenanie sliznice pri zápale horných dýchacích ciest.

Hlavný mechanismus účinku: Hlavný mechanismus účinku zdravotníckej pomôcky fytofanta VIROSTOP ústny sprej spočíva v tom, že pokrýva sliznicu dutiny ústnej ochranným filmom a tým bráni preniknúť vírusom do organizmu.






Kontraindikácie: Alergie na kteroalkohole z zložiek zdravotníckej pomôcky (uvedených v odstavci Zloženie).

Vedľajšie účinky: Pri použití fytofanta VIROSTOP ústného spreja môžete dočasně pociťovať mierne podráždenie na sliznici. Tieto pocity sú dočasné a prirodzené.

Určení používateľa / pacienti: Zdravotnícka pomôčka fytofanta VIROSTOP ústny sprej je určený pre dospelých a deti staršie ako 6 rokov.

Omešenie používania pomôcky pre populáciu: Doba používania zdravotníckej pomôcky závisí od pretrvávania symptomů, nemala by však byť dlhšia ako 7 dní.

Preventívne opatrenia a upozornenia:

-  Nepoužívajte u detí mladších ako 6 rokov. Staršie deti by mali prípravek používať len pod dohľadom dospelého osoby.
-  Pre tehotné a koiace ženy sa ohľadne používania odporúča konzultácia s odborným lekárom.
-  Prípravek neodporúčame používať, ak ste mali vykonané operačné zákroky v oblasti nosa, úst, alebo bola poškodená sliznica horných dýchacích ciest.
-  Prípravek je určený pre použitie jednou osobou - riziko prenosu infekcie.
-  Uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Případně jemně usadeniny jsou zapříčiněny rostlinnými složkami, které přípravek obsahuje a žádným způsobem nepovlivňují kvalitu výrobku. Při manipulaci so sprejem je potrebné zabrániť priamému vniknutiu prípravku do očí. Pri zasiahnutí očí vypláchnete tekoucou vodou.

Dávovanie:

Preventívne: Aplikujte 2x denne 5 vstrekov do úst, deťom starším ako 6 rokov sa podáva 2x 2 vstříky denne. Vhodné aj na dlhodobé preventívne používanie. V prípade ak ste vystaveni vyššiemu riziku nákazy, môžete aplikovať sprej aj viackrát denne.

V prípade akútneho stavu: Aplikujte 3x denne 5 vstrekov do úst, deťom starším ako 6 rokov sa podáva 3x 2 vstříky denne.

Je veľmi dôležitá aplikácia večer pred spaním po umytí zubov.

Hlavný prínosom pro pacienta je vplyv na verejné zdravie a to použitím VIROSTOPU kde:

- polyfenoly podporujú lokálnu imunitu horných dýchacích ciest v skorom štádiu infekcie
- zlepšenie kvality života znižím dlhky symptomů spôsobujúcich infekcie horných dýchacích ciest
- preventívne používanie VIROSTOP-u v období zvýšeného výskytu infekcie v kolektivech znižuje náchylnosť na riziká infekcií horných dýchacích ciest.

Spôsob použitia spreje:

- sprejová forma umožňuje jednoduchú a rovnomernú aplikáciu na ústnej sliznici.
- pred použitím pretrepte
- odstráňte ochranný kryt z aplikátora
- vsuňte aplikátor do úst aplikujte stlačením sprejovej hlavičky
- po každom použití očistite ústny aplikátor a nasadte ochranný kryt

Obsah balenia: fľaštička s objemom 30ml, rozprašovač s aplikátorem


Životnosť zdravotníckej pomôcky: Lhota životnosti zdravotníckej pomôcky určuje dátum expirácie na obale výrobku – 36 mesiacov od dátumu výroby.

Prišľušnosť alebo kompatibilitní ZP: ZP fytofanta VIROSTOP nemá príšľušnosť ani žiadne kompatibilitní ZP.

Skladovanie:

-  Údaje sú uvedené na obale

Likvidácia: Nespotrebovaný prípravek vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte do príšľušného kontajneru na triedený odpad.

 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Slovenská republika podľa licence Herb-Pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švýcarsko

www.virostop.info
www.fytofanta.com

Zvyškové riziká, omešenie použitia, ďalšie informácie: Akékoľvek podozrenia na nežiaducu udalosť alebo nežiaducu udalosť spôsobenu pomôckou, by mal pouzivat'el ohlasit výrobovi a príšľušnému orgánu v členském státě, ve kterém má pouzivat'el bydlisko. Výrobca vedie podrobnú analýzu rizik a hodnotěnou zdravotníckej pomôcke ako stály proces v priebehu návrhu a vývoje a v procese produkčnej fázy zdravotníckej pomôcky podľa EN ISO 13485:2016 a Nařadenia 2017/745/MDR/. Na hodnotěnou zdravotnícku pomôcku bola vypracovaná analýza rizika podľa EN ISO 14971:2019. Analýza rizika je pravidelně aktualizovaná na základě výsledků sledování zdravotníckej pomôcky po uvedení na trh/ PMS/.

Vysvětlivky symbolů



Pozri návod na použitie



Použitelné do



Teplotní limit



Značka shody



Referenčné číslo



Varovanie



Výrobca



Číslo šarže



Chraňte pred slnečným žiarením



Zdravotnícka pomôčka



Unikátny identifikátor pomôcky

Instrukcje dotyczące stosowania fytotona VIROSTOP spray doustny

Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi stosowania. Należy zachować instrukcję dotyczące stosowania na wypadek ponownego użycia.

Grypa i przeziębienie należą do najczęstszych infekcji dróg oddechowych z wyraznymi objawami. Zaczynają się nagłe, dlatego konieczna jest szybka interwencja w odpowiednim czasie. Choroby te (w tym nietęty nosa) wywoływane są przez wirusy, które są przenoszone przez błonę śluzową do organizmu, gdzie szybko się rozmnażają. Jest to wirus medycyny o innowacyjnym mechanizmie działania. Dzieki zawartości polifenoli, ekstrakt z czystka kreteńskiego tworzy film ochronny na błonach śluzowych ust i gardła. Ta bariera ochronna stanowi fizyczną (mechaniczną) ochronę przed wirusami i bakteriami, zapobiega ich przenikaniu i dalszemu rozmnażaniu. Miejscem działania wyrobu medycznego jest błona śluzowa górnych dróg oddechowych – konkretnie błona śluzowa jamy ustnej w przypadku sprayu doustnego/pastyłek do ssania oraz błona śluzowa jamy nosowej w przypadku sprayu do nosa. Inne zawarte składniki: biflawnoidy oraz cytrusowe, żeńszka purpurowa, szalwia lekarska oraz wit. z Barbadosu (acerola) wzmocniają neutralizujące działanie przeciwwirusowe.

Skład: ekstrakt z czystki kreteńskiego (2,83 g), ekstrakt z żeńszki purpurowej (4,56 g), ekstrakt z wit. z Barbadosu (1,31 g), Kompleks bioflawnoidowy cytrusowy (0,08 g), ekstrakt z aceroli (3,56 g), artemizyna metylowa, aceulfamin K, sorbinian pot.

Przeznaczenie: fytotona VIROSTOP jest przeznaczony do stosowania na błonę śluzową górnych dróg oddechowych jako bariera ochronna przed wirusem wywołującym zapalenie górnych dróg oddechowych.

Wskazania: Zaczerwienie błon śluzowych przy zapaleniu górnych dróg oddechowych.

Główny mechanizm działania: Głównym mechanizmem działania wyrobu medycznego fytotona VIROSTOP spray doustny jest to, że pokrywa on błonę śluzową jamy ustnej filmem ochronnym, a tym samym zapobiega przenikaniu wirusów do organizmu.

Przeciwwskazania: Alergie na którykolwiek z składników wyrobu medycznego (wymienionych w punkcie Skład).

Skutki uboczne: Podczas stosowania fytotona VIROSTOP sprayu doustnego może przejściowo wystąpić łagodne podrażnienie błon śluzowych. Uczucie to jest przejściowe i naturalne.

Przeznaczenie leku: Wyrób medyczny fytotona VIROSTOP spray doustny przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6 roku życia.

Ograniczenia dotyczące stosowania wyrobu medycznego: Okres stosowania wyrobu medycznego należy złożyć do utrzymania życia się objawów, nie powinien być jednak dłuższy niż 7 dni.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- △ Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Starsze dzieci powinny stosować produkt jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
- △ Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem.
- △ Produkt nie jest zalecany do stosowania u osób po przebytych operacjach nosa, jamy ustnej, lub gdy doszło do uszkodzenia błony śluzowej górnych dróg oddechowych.
- △ Produkt przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę – ryzyko przeniesienia infekcji.
- △ Należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Eventualne drobne osady są spowodowane składnikami roślinnymi zawartymi w produkcie i w żaden sposób nie wpływają na jego jakość. Podczas aplikacji sprayu należy unikać bezpośredniego dostania się produktu do oczu. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je bieżącą wodą.

Dawkowanie:

- Profilaktyka:** Należy stosować 2 razy dziennie 5 dawkę aerozolu do ust, u dzieci w wieku powyżej 6 roku życia należy podawać 2 razy dziennie 2 dawki aerozolu do ust na dzień. Odpowiednie również do długotrwałego stosowania profilaktycznego. W przypadku podwyższonego ryzyka zarażenia, można stosować sprayu dziennie nawet kilka razy więcej.
- W przypadku ostrej choroby:** Należy stosować 3 razy dziennie 5 dawkę aerozolu do ust, u dzieci w wieku powyżej 6 roku życia należy podawać 3 razy dziennie 2 dawki aerozolu do ust na dzień. Bardzo ważna jest aplikacja wieczorem przed snem po myciu zębów.

Wady korzystają dla pacjenta jest wpływ na zdrowie publiczne poprzez stosowanie VIROSTOPU, ponieważ:

- polifolenne wspierają odporność miejscową górnych dróg oddechowych we wczesnym stadium infekcji
- następuje poprawa jakości życia poprzez skrócenie czasu występowania objawów powodujących infekcje górnych dróg oddechowych
- profilaktyka stosowanie VIROSTOPU w okresie wzmożonej zachorowalności w zwirowiskach zmniejsza podatność na ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia sprayu:

- Forma sprayu umożliwia łatwą i równomierną aplikację na błonę śluzową ust.
- należy wstrząsnąć przed użyciem
- zdjąć osłonkę ochronną z aplikatora
- wsunąć aplikator do ust i rozpylić naskajający aplikator
- po każdym użyciu należy oczyścić aplikator i złożyć osłonkę ochronną

Zawartość opakowania: butelka o pojemności 30ml, dozownik z aplikatorem

Okres użytkowania wyrobu medycznego: Okres użytkowania wyrobu medycznego jest określony przez datę ważności na opakowaniu produktu – 36 miesięcy od daty produkcji.

Aksesoria lub kompatybilne wyroby medyczne: Wyrób medyczny fytotona VIROSTOP nie posiada akcesoriów ani żadnych kompatybilnych wyrobów medycznych.

Przechowywanie:

- ☞ Informacje są podane na opakowaniu

Utylizacja: Niewykorzystany produkt należy zwrócić do apteki. Czyste opakowanie wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Republika Słowacka zgodnie z licencją Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zurich, Szwajcaria

www.virostop.info
www.fytotona.com

Pozostałe zagrożenia, ograniczenia stosowania, dodatkowe informacje: Wszelkie podzeszy występowania zdarzeń niepożądanych lub zdarzeń niepożądanych spowodowanych stosowanie wyrobu medycznego, powinny być zgłaszane przez osoby stosujące wyrób medyczny, producenci i/ lub odpowiedniemu organowi państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje osoba stosująca lek. Producent przeprowadza szczegółową analizę zagrożeń ocenianego wyrobu medycznego jako proces ciągły na etapie projektowania, rozwoju oraz w procesie produkcji wyrobu medycznego zgodnie z EN ISO 13485:2016 oraz rozporządzeniem 2017/745 (MDR). Dla ocenianego wyrobu medycznego przeprowadzono analizę ryzyka zgodnie z normą EN ISO 14971:2019. Analiza ryzyka jest regularnie aktualizowana na podstawie wyników monitorowania wyrobu medycznego po wprowadzeniu na rynek /PMS/.

Hasłnاتی utasítás fytotona VIROSTOP szájspray

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Őrízze meg a használati utasítást későbbi felhasználás esetére.

Az influenza és a megfázás a leggyakoribb légúti fertőző betegségek közé tartoznak, amelyek jelentős tünetekkel járhatnak. Hirtelen kezdődnek, ezért fontos, hogy gyorsan és időben lépjenk közbe. Ezeket a betegségeket (beleértve a náthát is) vírusok okozzák, melyek a nyálkahártyán keresztül fertőzések jutnak be a szervezetbe, ahol gyorsan szaporodnak. Ez egy olyan orvostechnikai eszköz, mely innovatív hatásmechanizmussal rendelkezik. Gazdag polifenol-tartalmú készítményben, a Cistus creticus kivonat védőréteget képez a száj és torok nyálkahártyáján. Ez a védőréteg fizikai (mechanikai) védelmet nyújt a vírusok és baktériumok ellen, megakadályozza a behatolásukat és további szaporodásukat. Az orvostechnikai eszköz hatása a felső légúti nyálkahártyáj jelenléte – konkrétan a szájnálkahártya és a szájspray/faszték esetében és az orrmylkahártyán az orrspray használatá során. A további összetevők – citrus bioflavonoidok, echinacea purpurea, orvosi szalva és barbadosi cseresznye (acerola) – erősítik a vírusellenes semlegesítő hatást.

Összetevők: mediterrán bodorórsza (Cistus creticus) kivonat (2,83 g), bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) kivonat (4,56 g), orvosi szalva (Salvia officinalis) kivonat (1,31 g), citrus bioflavonoid komplex (0,08 g), acerola kivonat (3,56 g), menta aroma, víz, aceulfamill K, kálium sorbitát

Meghatározott felhasználás: A fytotona VIROSTOP a felső légutak nyálkahártyáján alkalmazva védőréteget képez a felső légúti gyulladást okozó vírusok ellen.

Javallat: Felső légúti gyulladást okozó nyálkahártya-nyálkahártya-nyálkahártya-nyálkahártya.

A fő hatásmechanizmus: A fytotona VIROSTOP szájspray orvostechnikai eszköz fő hatásmechanizmus, hogy védőréteget vonja be az orrúreg nyálkahártyáját így megakadályozza a vírusok bejutását a szervezetbe.

Ellenjavallatok: Alergia az orvostechnikai eszköz bármely összetevőjére (az összetétel szakaszban felsorolva).

Mellékhatások: A fytotona VIROSTOP szájspray használatakor átmenetileg enyhe bízsergezt tapasztalhat a nyálkahártyán. Ez az érzés ideiglenes és természetes.

Célszoprt: A fytotona VIROSTOP szájspray orvostechnikai eszköz használata feloldótnékn és 6 év feletti gyermekeknek ajánolt.

Az eszköz használatának korlátozása a lakosság számára: Az orvostechnikai eszköz használata időtartama a tünetek tartósságától függ, azonban nem kellene meghaladnia a 7 napot.

Övintézkedések és figyelmeztetések:

- △ 6 évesnél fiatalabb gyermekeknek ne használja. Az idősebb gyermekek csak feloldt felügyelet mellett használhatják a terméket.
- △ Vándorópók és szoptató anyák számára használat előtt szakorvosi konzultációt javasolt.
- △ Amennyiben az orr- és száj területét műttétek, vagy a felső légutak nyálkahártyája sértült, nem javasoljuk a termék használatát.
- △ A készítmény alkalmazása egy személynek javasolt – fertőzést továbbadásának kockázata miatt.
- △ Kisgyermekkel elől elzárva tartandó.

Ez esetleges finom lerakódásokat a terméken található növényi összetevők okozzák, amelyek semmilyen esetben nem befolyásolják a termék minőségét. Az spray alkalmazásakor vigyázn kell, hogy a termék közvetlenül a szembe kerüljön. Szembé kerülés esetén fel kell venni a kontaktlencsét.

Adagolás:

- Megelőzés esetén:** a napi adag feloldótnékn 2x 5 fúvás, 6 év feletti gyermekeknek 2x 5 fúvás a szájba. Hosszú távú megelőzés használata is alkalmas. Nagyobb fertőzésveszély esetén naponta többször is alkalmas.
- Kialakult megbetegedés esetén:** a napi adag feloldótnékn 3x 5 fúvás, 6 év feletti gyermekeknek 3x 2 fúvás a szájba. Az esti alkalmazás lefekvés előtt, fogmosást követően nagyon fontos.

A fő előny a páciens számára a közegésztőgyúgy gyakorlat hatása a VIROSTOP használatá által:

- a polifenolok támogatják a felső légúti helyi immunitását a fertőzés korai szakaszában
- javítja az eltimnésítő és a felső légúti fertőzéseket kísérő tünetek időtartamának csökkentésével
- a VIROSTOP preventív alkalmazása nagyobb fertőzésveszély idején a közösségekben csökkentheti a felső légúti fertőzések kockázatait.

A spray használatának módja:

- A spray forma egyszerű és egyetlen alkalmazást tesz lehetővé a szájnálkahártyán.
- használat előtt zárva tartandó
- vegye le a védőkapot az applikátorról
- helyezze az applikátort a szájba és adagoljon a szórófeje megnyomásával
- minden használat után tisztsa meg a szórófejét és helyezze vissza a védőkapot

A csomagolás tartalma: szórófejevel ellátott 30 ml-es flakon applikátorral

Az orvostechnikai eszköz élettartama: Az orvostechnikai eszköz élettartamát a termék csomagolásán feltüntetett lejárati idő határozza meg – gyártástól számított 36 hónap.

Tartozékok vagy vele kompatibilis orvosi eszközök: A fytotona VIROSTOP orvostechnikai eszköz nem tartalmaz tartozékokat vagy vele kompatibilis orvosi eszközöket.

Tárolás:

- ☞ Az adatok a csomagoláson vannak feltüntetve

Megsemmisítés: A fel nem használt készítményt vegye vissza a gyógyszerárbá. A tiszta csomagolásokat dobjja a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Szlovakia a Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zurich, Szwajcar licencc alapján

www.virostop.info
www.fytotona.com

Fenmaradók kockázatok, felhasználási korlátozások, további információk: Az eszköz által okozott minden feltétlenül nemkívánatos eseményt a felhasználónak jelentenie kell a gyártónak és a feloldótnékn lakohelye szerinti tagállam illetékes hatóságának. A gyártó az EN ISO 13485:2016 és a 2017/745 /MDR/ rendelet szerint az értékelé orvostechnikai eszköz részletes kockázatelemzését, mint állandó folyamatot a tervezés és fejlesztés során, valamint az orvostechnikai eszköz gyártási szakaszában végzi. Az értékelé orvostechnikai eszközök kockázatelemzését készült az EN ISO 14971:2019 szabvány szerint. A kockázatelemzés rendszeresen frissítjük az orvostechnikai eszköz /PMS/ forgalomba hozatalát követő monitorozásának eredményei alapján.

Objasznatio symboli	
	Sprawdzidi w instrukcjach dotyczących stosowania
	Termin ważności
	Ograniczenie temperatury
	Oznakowanie CE
	Numer katalogowy
	Prezostoga
	Producent
	Numer serii / partii
	Chromic przed światłem stonocznym
	Wyrób medyczny
	Nieopłatrzalny kod identyfikacyjny wyrobu

Szimbólumok magyarázata	
	Tekintse át a használati utasítást
	Minőség megőrzési
	Hőmérsékleti határérték
	Megfelelésségi jel
	Referenciaszám
	Figyelmeztetés
	Gyártó
	Sarzs szám
	Óvja a napfénytől
	Orvostechnikai eszköz
	Egyedi eszközazonosítási rendszer