

fytofontana VIROSTOP spray doustny

Instrukcje dotyczące stosowania



Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi stosowania. Należy zachować instrukcje dotyczące stosowania na wypadek ponownego użycia.

Zakażenia wirusowe należą do najczęstszych infekcji dróg oddechowych z wyraźnymi objawami. Zaczynają się nagle, dlatego konieczna jest szybka interwencja w odpowiednim czasie. Choroby te (w tym nieżyt nosa) wywoływane są przez wirusy, które są przenoszone przez błony śluzowe do organizmu, gdzie szybko się rozmnażają. Dzięki zawartości polifenoli, ekstrakt z czystka kreteńskiego tworzy film ochronny na błonach śluzowych ust i gardła. Ta bariera ochronna stanowi fizyczną (mechaniczną) ochronę przed wirusami, zapobiega ich przenikaniu i dalszemu rozmnażaniu. Miejscem działania wyrobu medycznego jest błona śluzowa górnych dróg oddechowych – konkretnie błona śluzowa jamy ustnej w przypadku sprayu doustnego/ pastylek do ssania oraz błona śluzowa jamy nosowej w przypadku sprayu do nosa. Inne zawarte składniki - bioflawonoidy cytrusowe, żeńszkwa purpurowa, szalwika lekarska oraz wosk z Barbadosu (acerola) wzmacniają neutralizujące działanie przeciwwirusowe.

Skład: ekstrakt z czystki kreteńskiego (2,83 g), ekstrakt z żeńszkwy purpurowej (4,56 g), ekstrakt z szalwii lekarskiej (1,31 g), kompleks bioflawonoidów cytrusowych (0,08 g), ekstrakt z aceroli (3,56 g), aromat miętowy, woda, acesulfam K, sorbinian potasu

Przeznaczenie

Fytofontana VIROSTOP jest przeznaczony do stosowania na błonę śluzową górnych dróg oddechowych jako bariera ochronna przed wirusem wywołującym zapalenie górnych dróg oddechowych.

Wskazania

Zaczerwienienie błon śluzowych przy zapaleniu górnych dróg oddechowych.

Główny mechanizm działania

Głównym mechanizmem działania wyrobu medycznego fytofontana VIROSTOP spray doustny jest to, że pokrywa on błonę śluzową jamy ustnej filmem ochronnym, a tym samym zapobiega przenikaniu wirusów do organizmu.

Przedwskazania

Alergie na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego (wymienionych w punkcie Skład).

Składki uboczne

Podczas stosowania fytofontana VIROSTOP sprayu doustnego może przejściowo wystąpić łagodne podrażnienie błon śluzowych. Uczucie to jest przejściowe i naturalne.

Przeznaczenie leku

Wyrób medyczny fytofontana VIROSTOP spray doustny przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

△ Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Starsze dzieci powinny stosować produkt jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

△ Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem. Jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

△ Produkt nie jest zalecany do stosowania u osób po przebytej operacji nosa, jamy ustnej, lub gdy doszło do uszkodzenia błony śluzowej górnych dróg oddechowych.

△ Produkt przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę – ryzyko przeniesienia infekcji.

△ Należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Ewentualne drobne opady są spowodowane składnikami roślinnymi zawartymi w produkcie i w żaden sposób nie wpływają na jego jakość. Podczas aplikacji sprayu należy unikać bezpośredniego dostania się produktu do oczu. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je bieżącą wodą.

Dawkowanie

Profilaktycznie: Należy stosować 2 razy dziennie 5 dawkę aerozolu do ust, u dzieci w wieku powyżej 3 roku życia należy podawać 3 razy dziennie 2 dawki aerozolu do ust na dzień. Odpowiednie również do stosowania profilaktycznego. W przypadku podwyższonego ryzyka zarażenia, można stosować spray dziennie nawet kilka razy więcej.

W przypadku ostrej choroby: Należy stosować 3 razy dziennie 5 dawkę aerozolu do ust, u dzieci w wieku powyżej 3 roku życia należy podawać 3 razy dziennie 2 dawki aerozolu do ust na dzień. Bardzo ważna jest aplikacja wieczorem przed snem po myciu zębów.

Główną korzyścią dla pacjenta jest wpływ na zdrowie publiczne poprzez stosowanie VIROSTOPU, ponieważ

- polifenole wspierają odporność miejscową górnych dróg oddechowych we wczesnym stadium infekcji - następuje poprawa jakości życia poprzez skrócenie czasu występowania objawów powodujących infekcje górnych dróg oddechowych
- profilaktyczne stosowanie VIROSTOPU w okresie wzmożonej zachorowalności w zbiorowiskach zmniejsza podatność na ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia sprayu

Forma sprayu umożliwia łatwą i równomierną aplikację na błonę śluzową ust.

- należy wstrząsnąć przed użyciem
- zdjąć osłonę ochronną z aplikatora
- wsunąć aplikator do ust i rozpylić naciskając aplikator
- po każdym użyciu należy oczyścić aplikator i zakończyć osłonę ochronną

Zawartość opakowania: butelka z rozpylaczem i aplikatorem, objętość napełnienia 30 ml

Okres użytkowania wyrobu medycznego

Okres użytkowania wyrobu medycznego jest określony przez datę ważności na opakowaniu produktu – 36 miesięcy od daty produkcji.

Aksesoria lub kompatybilne wyroby medyczne

Wyrób medyczny fytofontana VIROSTOP nie posiada akcesoriów ani żadnych kompatybilnych wyrobów medycznych.

Przechowywanie

Informacje są podane na opakowaniu

Utylizacja: Niewykorzystany produkt należy zwrócić do apteki. Czyste opakowanie wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludince 404, Republika Słowacka zgodnie z licencją Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zurich, Szwajcaria

www.virostop.info
www.fytofontana.com
Dodatkowe informacje

W przypadku poważnego zdarzenia spowodowanego wyrobem użytkownik powinien zgłosić je producentowi oraz odpowiedniemu organowi w państwie członkowskim, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Sprawdzić w instrukcjach dotyczących stosowania



Termin ważności



Ograniczenie temperatury



Oznakowanie CE



Numer katalogowy



Przeostroża



Producent



Lot serii / partii



Chronic przed światłem słonecznym



Wyrób medyczny



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

Használati utasítás

fytofontana VIROSTOP szájspray



Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználás esetére.

A vírusfertőzések a leggyakrabban légúti fertőző betegségek közé tartoznak, amelyek jelentős tünetekkel járnak. Hirtelen kezdődnek, ezért fontos, hogy gyorsan és időben lépünk közbe. Ezeket a betegségeket (bővebben a náthát is) vírusok okozzák, melyek a nyálkahártyán keresztül fertőzések jutnak be a szervezetbe, ahol gyorsan szaporodnak. Gázgáz polifenol-tartalmának köszönhetően, a Cistus creticus kivonat védőtehető képez a száj és torok nyálkahártyáján. Ez a védőgát fizikai (mechanikai) védelmet nyújt a vírusok ellen, megakadályozza a behatolást és további szaporodását. Az orvostechnikai eszköz hatása a felső légúti nyálkahártyán jelentkezik – konkrétan a szájnálkahártyán a szájspray/pasztillák esetében és az orrnyálkahártyán az orrspray használatára során. A további összetevők – citrus bioflavonoidok, echinacea purpurea, orvosi szálja és barbadosi cseresznye (acerola) – erősítik a szervezet védekező hatását.

Összetevők: mediterrán bodorörösa (Cistus creticus) kivonat (2,83 g), bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) kivonat (4,56 g), orvosi szálja (Salvia officinalis) kivonat (1,31 g), citrus bioflavonoid komplex (0,08 g), acerola kivonat (3,56 g), menta aroma, víz, aceszulfám K, kálium szorbát

Meghatározott felhasználás

A fytofontana VIROSTOP a felső légutak nyálkahártyáján alkalmazva védőtehető képez a felső légúti gyulladás okozó vírusok ellen.

Javallatok

Felső légúti gyulladás okozta nyálkahártya-vörösség esetén.

A fő hatásmechanizmus

A fytofontana VIROSTOP szájspray orvostechnikai eszköz fő hatásmechanizmusa, hogy védőtehetőgynö be az szájnálkahártyáját így megakadályozza a vírus bejutását a szervezetbe.

Ellenjavallatok

Allergia az orvostechnikai eszköz bármely összetevőjére (az Összetétel szakaszban felsorolva).

Mellékhatások

A fytofontana VIROSTOP szájspray használatakor átmenetileg enyhe bizsergést tapasztalhat a nyálkahártyán. Ez az érzés ideiglenes és természetes.

Célcsoport

A fytofontana VIROSTOP szájspray orvostechnikai eszköz használatra felnőtteknek és 3 év feletti gyermekeknek ajánlott.

Övintézkedések és figyelmeztetések

△ 3 évesnél fiatalabb gyermekeknek ne használja. Az idősebb gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.

△ Várakodás és szoptató anyák számára használat előtt szakorvosi konzultáció javasolt.

△ Amennyiben a tünetek továbbra is fennállnak, kérjük, forduljon orvoshoz.

△ Amennyiben az orr, és száj területét mutatók, vagy a felső légutak nyálkahártyája sértül, nem javasoljuk a termék használatát.

△ A készítmény alkalmazása egy személynek javasolt – fertőzés továbbadásának kockázata miatt. Kisgyermek elől elzárva tartandó.

Az esetleges finom lerakódások a termékekben található növényi összetevők okozzák, amelyek semmilyen esetben nem befolyásolják a termék minőségét. A spray alkalmazásakor vigyázzon kell, hogy a termék közvetlenül a szembe kerüljön. Szembe kerülés esetén folyó vizet öblítse ki.

Adagolás

Megelőzés esetén: a napi adag felnőtteknek 2x 5 fűjás, 3 év feletti gyermekeknek 2x 2 fűjás a szájba. Megelőzés céljából történő használatra is alkalmas. Nagyobb fertőzésvészely esetén naponta többször is alkalmazható.

Kialakult megbetegedés esetén: a napi adag felnőtteknek 3x 5 fűjás, 3 év feletti gyermekeknek 3x 2 fűjás a szájba. Az esti alkalmazás lefekvés előtt, fogmosást követően nagyon fontos.

A fő előny a páciens számára a közegészségügyre gyakorolt hatás a VIROSTOP használatát által:

- a polifenolok támogatják a felső légutak helyi immunitását a fertőzés korai szakaszában
- javítja az életminőséget a felső légúti fertőzéseket kísérő tünetek időtartamának csökkentésével
- a VIROSTOP preventív alkalmazása nagyobb fertőzésvészely idején a közösségekben csökkentheti a felső légúti fertőzések kockázatát.

A spray használatának módja

A spray forma egyszerű és egyenletes alkalmazást tesz lehetővé a szájnálkahártyán.

- használat előtt rázza fel

- vegye le a védőkupakot az applikátorról

- helyezze az applikátort a szájba és adagoljon a szórófeje megnyomásával

- minden használat után tisztítsa meg a szórófejét és helyezze vissza a védőkupakot

A csomagolás tartalma: flakon szórófejével és applikátorral, 30 ml oldat

Az orvostechnikai eszköz élettartama

Az orvostechnikai eszköz élettartamát a termék csomagolásán feltüntetett lejáratú idő határozza meg – gyártástól számított 36 hónap.

Tartozékok vagy vele kompatibilis orvostechnikai eszközök

A fytofontana VIROSTOP orvostechnikai eszköz nem tartalmaz tartozékokat vagy vele kompatibilis orvostechnikai eszközöket.

Tárolás

Az adatok a csomagoláson vannak feltüntetve

Megsemmítés: A fel nem használt készítményt vigye vissza a gyógyszerháza. A tiszta csomagolóanyagot dobja a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludince 404, Szlovákia a Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zurich, Svájc licence alapján

www.virostop.info
www.fytofontana.com

További információk

A segédcsomag által okozott súlyos esemény bekövetkezése esetén a felhasználónak az eseményt jelenteni kell a gyártónak, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó lakóhelyét rendelkezik.

SZIMBOLUMOK MAGYARÁZÁTA



Tekintse át a használati utasítást



Lejáratú dátum



Hőmérsékleti korlát



Megfelelősegi jel



Katalógusszám



Figyelem



Gyártó



Lot



Óvja a napfénytől



Orvostechnikai eszköz



Egyedi eszközazonosító

Data wydania: 23.01.2026

Kiadás dátuma: 2026.01.23

Návod na použitie
fytofontana VIROSTOP ústny sprej



Pred použitím si pečlivo preštudujte návod k použitiu.
Uchovajte si návod k použitiu pre prípad ďalšieho použitia.

Vírusové infekcie patrí medzi najčastejšie infekčné ochorenia dýchacích ciest s výraznými celkovými príznakmi. Začínajú náhle, preto je treba rýchlo a včas zakročiť. Toto ochorenie (všetne rymy) spôsobujú viry, ktoré sa prenášajú infekciou prišľiznice do organizmu, kde sa začnú rýchlo rozmnožovať. Ďaká polyfenolom, na ktoré je bohatý, extrakt z *Cistus creticus* vytvára ochranný film na slizniciach úst a hrdla. Táto ochranná bariéra predstavuje fyzickou (mechanickou) obranu proti vírusom, bráni jej prenikaniu a ďalšiemu množeniu. Miesto pôsobení ZP je na sliznici horných dýchacích ciest – konkrétne na sliznici ústnej dutiny pro nosný sprej. Ďalší ochranný posilujú - citrusev bioflavonoidy, echinacea purpurová, šalvě lékařská a barbadoská trešeň (acerola) posilujú protivirotový neutralizačný účinek.

Složení: citus krésky extrakt (2,83 g), echinacea purpurová extrakt (4,56 g), šalvě lékařská extrakt (1,31 g), citrus bioflavonoid komplex (0,08 g), acerola extrakt (3,56 g), máťová aróma, voda, acesulfam K, sorban draselny

Účel určeni

Fytofontana VIROSTOP je určený ako ochranná bariéra proti vírusom spôsobujúcim zápal horných dýchacích ciest aplikáciou na sliznici horných dýchacích ciest.

Indikace

Zarudnutie sliznice pri zánětu horných dýchacích ciest.

Hlavní mechanismus účinku

Hlavní mechanismus účinku zdravotníckeho prostředku fytofontana VIROSTOP ústny sprej spočívá v tom, že pokrývá sliznici dutiny ústnej ochranným filmem a tím bráni prieniku viru do organizmu.

Kontraindikace

Alergie na ktoroukoľvek zo složek zdravotníckeho prostředku (uvedených v odstavci Složení).

Veľdejší účinky

Pri použití fytofontana VIROSTOP ústneho spreje môžete dočasne pociťovať mierne podráždení na sliznici. Tieto pocity jsou dočasné a prirodzené.

Určení uživatelé / pacienti

Zdravotnícký prostředek fytofontana VIROSTOP ústního sprej je určen pro dospělé a děti starší 3 let.

Preventívni opatření a upozornění

△ Nepoužívejte u dětí mladších 3 let. Starší děti by měli prípravok používať jen pod dohledem dospělé osoby.

△ Pro těhotné a kojící ženy se ohledně používání doporučuje konzultace s odborným lékařem.

△ Pokud příznaky přetrvávají, je nutné vyhledat lékaře.

△ Přípravok nedoporučujeme používat, pokud jste měli provedené operační zákroky v oblasti nosu, úst, nebo byla poškozena sliznice horných dýchacích ciest.

△ Přípravok je určen pro použití jednou osobou - riziko přenosu infekce.

△ Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Prípadné jemné usadeniny jsou zapríčinené rastlinnými složkami, ktoré prípravok obsahuje a žiadnym spôsobom neovplyvňujú kvalitu výrobku. Pri manipulácii so sprejem je treba zabrániť priamemu vniknutiu prípravku do očí. Pri zasazení očí vypláchnite tekoucou vodou.

Dávkování

Preventívne: Aplikujte 2x denně 5 vstříků do úst, dětem starším 3 let se podává 2x 2 vstříky denně. Vhodné i pro preventivní používání. Pokud jste vystaveni vyššímu riziku nákazy, můžete aplikovat sprej i vícekrát denně.

V prípade akútneho stavu: Aplikujte 3x denně 5 vstříků do úst, dětem starším 3 let se podává 3x 2 vstříky denně.

Je velmi důležitá aplikace večer před spaním po umytí zubů.

Hlavní přínos pro pacienta je vliv na veřejné zdraví a to použitím VIROSTOPU kde

- polyfenoly podporují lokální imunitu horních dýchacích ciest dýchacích v časném stadiu infekce
- zlepšení kvality života snížením délky symptomů způsobujících infekce horních dýchacích ciest
- preventivní používání VIROSTOPU v období zvýšeného výskytu infekce v kolektivech snižuje náchylnost na rizikům infekcí horních dýchacích ciest.

Způsob použití spreje

Sprejová forma umožňuje jednoduchou a rovnoměrnou aplikaci na ústní sliznici.

- před použitím protřeptejte

- odstraňte ochranný kryt z aplikátoru

- vsuňte aplikátor do úst dávkuje stisknutím sprejové hlavice

- po každém použití očistěte ústní aplikátor a nasadte ochranný kryt

Obsah balení: lahvička s rozprašovačem a aplikátorem, plněný objem 30 ml

Životnost zdravotnického prostředku

Ližtu životnosti zdravotnického prostředku určuje datum expirace na obalu výrobku – 36 měsíců od data výroby.

Príslušenství nebo kompatibilita ZP

ZP fytofontana VIROSTOP nemá príslušenství ani žiadne kompatibilitu ZP.

Skladování

Údaje jsou uvedeny na obalu



Likvidace: Nespotřebovaný prípravok vrate do lékárny. Čistý obalový materiál zlikvidujte do príslušného kontejneru na tříděný odpad.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludnice 404, Slovenská republika podľa licence Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švýcarsko

www.virostop.info

www.fytofontana.com



Další informace

V prípade závažnej nehody spôsobenej prostriedkom by měl uživatel tuto událost nahlásit výrobci a príslušnému orgánu v členském státě, ve kterém má uživatel bydliště.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ



Čtete návod k použití



Použitelné do



Teplotní limit



Označení shody



Referenční (katalogové) číslo



Varování



Výrobce



Číslo šarže



Chraňte před slunečním zářením



MD Zdravotnický prostředek



UDI Unikátní identifikátor prostředku

Datum vydání: 23.01.2026

Návod na použitie

fytofontana VIROSTOP ústny sprej



Pred použitím si pozorne preštudujte návod na použitie.
Uchovajte si návod na použitie pre prípad ďalšieho použitia.

Vírusové infekcie patria medzi najčastejšie infekčné ochorenia dýchacích ciest s výraznými celkovými príznakmi. Začínajú náhle, preto je potrebné rýchlo a včas zakročiť. Tieto ochorenia (vrátane nádchy) spôsobujú viry, ktoré sa prenášajú infekciou cez sliznice do organizmu, kde sa začnú rýchlo rozmnožovať. Ďaká polyfenolom, na ktoré je bohatý, extrakt z *Cistus creticus* vytvára ochranný film na slizniciach úst a hrdla. Táto ochranná bariéra predstavuje fyzikú (mechanickú) obranu proti vírusom, bráni ich prenikaniu a ďalšiemu množeniu. Miesto pôsobenia ZP je na sliznici horných dýchacích ciest – konkrétne na sliznici ústnej dutiny pro nosný sprej/pastilky a na sliznici nosovej dutiny pro nosový sprej. Ďalšie obsahujúce složky - citrusev bioflavonoidy, echinacea purpurová, šalvia lékařská a barbadoská čerešňa (acerola) posilujú protivirotový neutralizačný účinek.

Zloženie: citus krésky extrakt (2,83 g), echinacea purpurová extrakt (4,56 g), šalvia lékařská extrakt (1,31 g), citrus bioflavonoid komplex (0,08 g), acerola extrakt (3,56 g), máťová aróma, voda, acesulfam K, sorban draselny

Účel určenia

Fytofontana VIROSTOP je určený ako ochranná bariéra proti vírusom spôsobujúcim zápal horných dýchacích ciest aplikáciou na sliznicu horných dýchacích ciest.

Indikácie

Zarudnenie sliznice pri zápale horných dýchacích ciest.

Hlavný mechanismus účinku

Hlavný mechanismus účinku zdravotníckeho pomôcky fytofontana VIROSTOP ústny sprej spočívá v tom, že pokrýva sliznicu dutiny ústnej ochranným filmom a tým bráni prieniku vírusov do organizmu.

Kontraindikácie

Alergie na ktorúkoľvek zo složek zdravotníckeho pomôcky (uvedených v odstavci Zloženie).

Veľdejší účinky

Pri použití fytofontana VIROSTOP ústneho spreja môžete dočasne pociťovať mierne podráždenie na sliznici. Tieto pocity sú dočasné a prirodzené.

Určení používateľa / pacienti

Zdravotnícka pomôcka fytofontana VIROSTOP ústny sprej je určená pre dospelých a deti staršie ako 3 roky.

Preventívne opatrenia a upozornenia

△ Nepoužíajte u dětí mladších ako 3 roky. Staršie deti by mali prípravok používať len pod dohľadom dospelé osoby.

△ Pre tehotné a kojace ženy sa ohľadne používania odporúča konzultácia s odborným lekárom.

△ Ak príznaky pretrvávajú, je potrebné vyhľadať lekára.

△ Přípravok neodporučame používať, ak ste mali vykonané operačné zákroky v oblasti nosa, úst, alebo bola poškodená sliznica horných dýchacích ciest.

△ Přípravok je určený pro použití jednou osobou - riziko přenosu infekcie.

△ Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Prípadné jemné usadeniny sú zapríčinené rastlinnými složkami, ktoré prípravok obsahuje a žiadnym spôsobom neovplyvňujú kvalitu výrobku. Pri manipulácii so sprejem je potrebné zabrániť priamemu vniknutiu prípravku do očí. Pri zasadení očí vypláchnite tekúcou vodou.

Dávkovanie

Preventívne: Aplikujte 2x denne 5 vstrekov do úst, deťom starším 3 roky sa podáva 2x 2 vstreky denne. Vhodné aj na preventívne používanie. V prípade ak ste vystaveni vyššímu riziku nákazy, môžete aplikovať sprej aj viackrát denne.

V prípade akútneho stavu: Aplikujte 3x denne 5 vstrekov do úst, deťom starším 3 roky sa podáva 3x 2 vstreky denne.

Je veľmi dôležitá aplikácia večer pred spaním po umytí zubov.

Hlavní přínos pro pacienta je vliv na veřejné zdraví a to použitím VIROSTOPU kde

- polyfenoly podporují lokální imunitu horných dýchacích ciest v skorom štádiu infekcie
- zlepšení kvality života snížením délky symptomů způsobujících infekce horných dýchacích ciest
- preventivní používání VIROSTOPU v období zvýšeného výskytu infekce v kolektivech snižuje náchylnost na rizikům infekcí horných dýchacích ciest.

Spůsob použití spreju

Sprejová forma umožňuje jednoduchou a rovnoměrnou aplikaci na ústní sliznici.

- před použitím pretrepte

- odstraňte ochranný kryt z aplikátoru

- vsuňte aplikátor do úst dávkuje stlačením sprejové hlavice

- po každém použití očistěte ústní aplikátor a nasadte ochranný kryt

Obsah balenia: flastička s rozprašovačom a aplikátorem, naplnený objem 30 ml

Životnost zdravotnického pomôcky

Ližtu životnosti zdravotníckeho pomôcky určuje dátum expirácie na obale výrobku – 36 mesiacov od dátumu výroby.

Príslušenstvo alebo kompatibilita ZP

ZP fytofontana VIROSTOP nemá príslušenstvo ani žiadne kompatibilitu ZP.

Skladovanie

Údaje sú uvedené na obale



Likvidácia: Nespotrebovaný prípravok vrate do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte do príslušného kontajnera na triedený odpad.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludnice 404, Slovenská republika podľa licence Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švajčarsko

www.virostop.info

www.fytofontana.com



Další informace

V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou by mal používateľ túto udalosť ohlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v členském státě, v ktorom má používateľ bydlisko.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ



Pozří návod na použití



Použitelné do



Teplotní limit



Označení shody



Referenční číslo



Varovanie



Výrobce



Číslo šarže



Chraňte před slunečním zářením



Zdravotnícka pomôcka



Unikátny identifikátor pomôcky

Datum vydání: 23.01.2026

REF 10034PCSH-P-2