

fytofontana VIROSTOP spray do nosa



Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi stosowania. Należy zachować instrukcję dotyczącą stosowania na wypadek ponownego użycia.

Zakażenia wirusowe należą do najczęstszych infekcji dróg oddechowych z wyraźnymi objawami. Zaczynają się nagle, dlatego konieczna jest szybka interwencja w odpowiednim czasie. Choroby te (w tym nieżyt nosa) wywoływane są przez wirusy, które są przenoszone przez błonę śluzową do organizmu, gdzie szybko się rozmnażają. Dzięki zawartości polifenoli, ekstrakt z czystki kretęńskiej tworzy film ochronny na błonie śluzowej nosa. Ta bariera ochronna stanowi fizyczną (mechaniczną) ochronę przed wirusami, zapobiega ich przenikaniu i dalszemu rozmnażaniu. Miejscem działania wyrobu medycznego jest błona śluzowa górnych dróg oddechowych – konkretnie błona śluzowa jamy ustnej w przypadku sprayu doustnego/pastyłek do ssania oraz błona śluzowa jamy nosowej w przypadku sprayu do nosa. Inne zawarte składniki – bioflawonoidy cytrusowe, jeżówka purpurowa, szalwia lekarska oraz winita z Barbadosu (acerola) wzmocniają neutralizującą działanie przeciw wirusowe.

Skład: ekstrakt z czystki kretęńskiej (1,90 g), ekstrakt z jeżówki purpurowej (3,06 g), ekstrakt z szalwi lekarskiej (0,88 g), kompleks bioflawonoidów cytrusowych (0,05 g), ekstrakt z aceroli (0,02 g), kwas hialuronowy, aromat miętowy, ekstrakt z aloesu barbadoskiego, woda, fenoksietanol, etyloheksylgliceryna

Przeznaczenie

Fytofontana VIROSTOP jest przeznaczony do stosowania na błonę śluzową górnych dróg oddechowych jako bariera ochronna przed wirusem wywołującym zapalenie górnych dróg oddechowych.

Wskazania

Zaczerwienienie błon śluzowych przy zapaleniu górnych dróg oddechowych.

Główny mechanizm działania

Głównym mechanizmem działania wyrobu medycznego fytofontana VIROSTOP spray do nosa jest to, że pokrywa on błonę śluzową jamy nosowej filmem ochronnym, a tym samym zapobiega przenikaniu wirusów do organizmu.

Przeciwwskazania

Alergie na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego (wymienionych w punkcie Skład).

Skutki uboczne

Podczas stosowania fytofontana VIROSTOP spray do nosa może przejściowo wystąpić łagodne podrażnienie błon śluzowych. Uczucie to jest przejściowe i naturalne.

Przeznaczenie leku

Wyrobu medycznego fytofontana VIROSTOP spray do nosa przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3 roku życia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- ⚠ Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Starsze dzieci powinny stosować produkt jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem.
- ⚠ Jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.
- ⚠ Produkt nie jest zalecany do stosowania u osób po przebiegłych operacjach nosa, jamy ustnej, lub gdy doszło do uszkodzenia błony śluzowej górnych dróg oddechowych.
- ⚠ Produkt przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę – ryzyko przeniesienia infekcji.
- ⚠ Należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

Eventualne drobne osady są spowodowane składnikami roślinnymi zawartymi w produkcie i w żaden sposób nie wpływają na jego jakość. Podczas aplikacji sprayu należy unikać bezpośredniego dostania się produktu do oczu. W przypadku kontaktu z oczami należy przepłukać je bieżącą wodą.

Dawkowanie

Profilaktycznie: Należy stosować 3-4 razy dziennie 1 dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego, u dzieci w wieku powyżej 3 roku życia należy podawać 2 razy dziennie 1 dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego. Odpowiednie również do stosowania profilaktycznego. W przypadku podwyższonego ryzyka zarażenia, można stosować spray dziennie nawet kilka razy więcej.

W przypadku ostrej choroby: Należy stosować 4-5 razy dziennie 1 dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego, u dzieci w wieku powyżej 3 roku życia należy podawać 3 razy dziennie 1 dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego. Bardzo ważne jest aplikacja wieczorem przed snem.

Główna korzyść dla pacjenta jest wpływ na zdrowie publiczne poprzez stosowanie VIROSTOPU, ponieważ:

- polifenole wspierają odporność miejscową górnych dróg oddechowych we wczesnym stadium infekcji,
- następuje poprawa jakości życia poprzez skrócenie czasu występowania objawów powodujących infekcje górnych dróg oddechowych
- profilaktyczne stosowanie VIROSTOPU w okresie wzmożonej zachorowalności w zbiorowiskach zmniejsza podatność na ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych.

Sposób użycia sprayu

Forma sprayu umożliwia łatwą i równomierną aplikację na błonę śluzową nosa.

- należy wstrząsnąć przed użyciem
- zdjąć osłonę ochronną z aplikatora
- wsunąć aplikator do otworu nosowego i rozpylić naciskając aplikator
- po każdym użyciu należy oczyścić aplikator i złożyć osłonę ochronną

Zawartość opakowania: butelka z rozpylaczem i aplikatorem, objętość napełnienia 20 ml**Okres użytkowania wyrobu medycznego**

Okres użytkowania wyrobu medycznego jest określony przez datę ważności na opakowaniu produktu – 36 miesięcy od daty produkcji.

Akcesoria lub kompatybilne wyroby medyczne

Wyrobu medycznego fytofontana VIROSTOP nie posiada akcesoriów ani żadnych kompatybilnych wyrobów medycznych.

Przechowywanie

Informacje są podane na opakowaniu

Utylizacja: Niewykorzystany produkt należy zwrócić do apteki. Czyste opakowanie wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludčice 404, Republika Słowacka zgodnie z licencją Herb-Pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zurich, Szwajcaria

www.virostop.info
www.fytofontana.com

Dodatkowe informacje

W przypadku poważnego zdarzenia spowodowanego wyrobem użytkownik powinien zgłosić je producentowi oraz odpowiedniemu organowi w państwie członkowskim, w którym użytkownik ma miejsce zamieszkania.

OBJAŚNIENIA SYMBOLI

Sprawdź w instrukcjach dotyczących stosowania



Termin ważności



Ograniczenie temperatury



Oznakowanie CE



Numer katalogowy



Przestrzega



Producent



Numer serii / partii



Chronic przed światłem słonecznym



Wyrób medyczny



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

fytofontana VIROSTOP orrspray



Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Őrizze meg a használati utasítást későbbi felhasználás esetére.

A vírusfertőzések a leggyakoribb légúti fertőző betegségek közé tartoznak, amelyek jelentős tünetekkel járnak. Hirtelen kezdődnek, ezért fontos, hogy gyorsan és időben lépünk közbe. Ezeket a betegségeket (beleértve a náthát is) vírusok okozzák, melyek a nyálkahártyán keresztül fertőzést jutnak be a szervezetbe, ahol gyorsan szaporodnak. Gazdag polifenol-tartalmának köszönhetően, a Cistus creticus kivonat védőréteget képez az orrmájkahártyán. Ez a védőgát fizikai (mechanikai) védelmet nyújt a vírusok ellen, megakadályozza a behatolást és további szaporodását. Az orvostechnikai eszköz hatása a felső légúti nyálkahártyáján jelentkezik - konkrétan a szájnálkahártyán a csiprpusz/pasztillák esetében és az orrmájkahártyán az orrspray használatán során. A további összetevők - citrus bioflavonoidok, echinacea purpurea, orvosi zsálya és barbadosi cseresznye (acerola) - erősítik a vírusellenes semlegességit hatást.

Összetevők: mediterrán bodorcsa (Cistus creticus) kivonat (1,90 g), bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) kivonat (3,06 g), orvosi zsálya (Salvia officinalis) kivonat (0,88 g), citrus bioflavonoid komplex (0,05 g), acerola kivonat (0,02 g), hialuronsav, menta aroma, barbadosi aloe kivonat, víz, fenoksietanol, etylhexylglycerin

Meghatározott felhasználás

A fytofontana VIROSTOP a felső légutak nyálkahártyáján alkalmazva védőréteget képez a felső légúti gyulladás okozó vírusok ellen.

Javallatok

Felső légúti gyulladás okozta nyálkahártya-vörösség esetén.

A fő hatásmechanizmus

A fytofontana VIROSTOP orrspray orvostechnikai eszköz fő hatásmechanizmusa, hogy védőréteget vonja be az orrúreg nyálkahártyáját így megakadályozza a vírusok bejutását a szervezetbe.

Ellenjavallatok

Allergia az orvostechnikai eszköz bármely összetevőjére (az Őszetevők szakaszban felsorolva).

Mellékhatások

A fytofontana VIROSTOP orrspray használatakor átmenetileg enyhe bizsergést tapasztalhat a nyálkahártyán. Ez az érzés ideiglenes és természetes.

Célszoport

A fytofontana VIROSTOP orrspray orvostechnikai eszköz használatát felnőtteknek és 3 év feletti gyermekeknek ajánlját.

Övintézkedések és figyelmeztetések

- ⚠ 3 évesnél fiatalabb gyermekeknek ne használja. Az idősebb gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.
- ⚠ Várandoók és szoptató anyák számára használat előtt szakorvosi konzultáció javasolt.
- ⚠ Amennyiben a tünetek továbbra is fennállnak, kérjük, forduljon orvoshoz.
- ⚠ Amennyiben az orr, és szájt területét műtötték, vagy a felső légutak nyálkahártyája sérült, nem javasoljuk a termék használatát.
- ⚠ A készítmény alkalmazása egy személynek javasolt – fertőzés továbbadásának kockázata miatt.
- ⚠ Kiszervegymekek elől elzárva tartandó.

Az esetleges fenn létező kockázatokat a termékben található növényi összetevők okozzák, amelyek semmilyen esetben nem befolyásolják a termék minőségét. A spray alkalmazásakor vigyázzon ki, hogy a termék közvetlenül a szembe kerüljön. Szembe kerülés esetén folyó vízzel öblítse ki.

Adagolás

Megelőzés esetén: A napi adag felnőtteknek 3-4x 1 fűjás mindkét orrnyílásba, 3 év feletti gyermekeknek naponta 2x 1 fűjás mindkét orrnyílásba. Megelőzés céljából történő használatra is alkalmas. Nagyobb fertőzésveszély esetén naponta többször is alkalmazható.

Kialakult megbetegedés esetén: A napi adag felnőtteknek naponta 4-5x 1 fűjás mindkét orrnyílásba, 3 év feletti gyermekeknek naponta 3x 1 fűjás mindkét orrnyílásba. A nagyobb hatékonyság érdekében használja a sprayt este lefekvés előtt, fogmosást követően.

Az esti alkalmazás nagyon fontos.

A fő előny a páciens számára a közegészségügyre gyakorolt hatása a VIROSTOP használatát által: - a polifenolok támogatják a felső légutak helyi immunitását a fertőzés korai szakaszában, - javítja az életminőségét a felső légúti fertőzések kísérő tünetek időtartamának csökkentésével, - a VIROSTOP preventív alkalmazása nagyobb fertőzésveszély idején a közösségekben csökkentheti a felső légúti fertőzések kockázatát.

A spray használatának módja

- A spray forma egyszerű és egyenletes alkalmazást tesz lehetővé az orrmájkahártyán.
- használat előtt rázza fel
- vegye le a védőkupakot az aplikátorról
- helyezze a szórófejet az orrnálába, és adagoljon a szórófeje megnyomásával
- minden használat után tisztítsa meg a szórófejet és helyezze vissza a védőkupakot

A csomagolás tartalma: flakon szórófejjel és aplikátorral, 20 ml oldat

Az orvostechnikai eszközök élettartama

Az orvostechnikai eszközök élettartamát a termék csomagolásán feltüntetett lejárati idő határozza meg - gyártástól számított 36 hónap.

Tartozékok vagy vele kompatibilis orvostechnikai eszközök

A fytofontana VIROSTOP orvostechnikai eszköz nem tartalmaz tartozékokat vagy vele kompatibilis orvostechnikai eszközöket.

Tárolás

Az adatok a csomagoláson vannak feltüntetve

Megsemmisítés: A fel nem használt készítményt vigye vissza a gyógyszerháza. A tiszta csomagolóanyagot dobja a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludčice 404, Szlovákia a Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zurich, Svájc licence alapján

www.virostop.info
www.fytofontana.com

További információk

A segédcsomag által okozott súlyos esemény bekövetkezése esetén a felhasználónak az eseményt jelenteni kell a gyártónak, valamint annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó lakóhelyét rendelkezik.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZÁTA

Tekintse át a használati utasítást



Lejárati dátum



Hőmérsékleti korlát



Megfelelőségi jel



Katalógusszám



Figyelem



Gyártó



Tételkód



Óvja a napfénytől



Orvostechnikai eszköz



Egyedi eszközazonosító

Návod k použitiu
fytofontana VIROSTOP nosní sprej



Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití.
Uchovávejte si návod k použití pro případ dalšího použití.

Virové infekce patří mezi nejčastější infekční onemocnění dýchacích cest s výraznými celkovými příznaky. Začínají náhle, proto je třeba rychle a včas zakročit. Tato onemocnění (včetně rýmy) způsobují viry, které se přenášejí infekcí přes sliznice do organismu, kde se začnou rychle rozmnožovat. Díky polyfenolům, na které je bohatý, extrakt z *Cistus creticus* vytváří ochranný film na nosní sliznici. Tato ochranná bariéra představuje fyzickou (mechanickou) obranu proti virům, brání jejich pronikání a dalšímu množení. Místo působení ZP je na sliznici horních cest dýchacích – konkrétně na sliznici ústní dutiny pro ústní sprej/pastilky a na sliznici nosní dutiny pro nosní sprej. Další obsažené složky - citrusové bioflavonoidy, echinacea purpurea, šalvěj lékařská a barbadoská trešň (acerola) posilují protivirovou neutralizační účinek.

Složení: cistus krétský extrakt (1,90 g), echinacea purpurea extrakt (3,06 g), šalvěj lékařská extrakt (0,88 g), citrus bioflavonoid komplex (0,05 g), acerola extrakt (0,02 g), kyselina hyaluronová, mátová aroma, aloe barbadoská extrakt, voda, phenoxethanol, ethylhexylglycerin

Účel určení

Fytofontana VIROSTOP je určen jako ochranná bariéra proti virům způsobujícím zánět horních cest dýchacích aplikací na sliznici horních cest dýchacích.

Indikace

Zarudnutí sliznice při zánětu horních cest dýchacích.

Hlavní mechanismus účinku

Hlavní mechanismus účinku zdravotnického prostředku fytofontana VIROSTOP nosní sprej spočívá v tom, že pokrývá sliznice nosové dutiny ochranným filmem a tím brání pronikání virů do organismu.

Kontraindikace

Alergie na kteroukoliv ze složek zdravotnického prostředku (uvedených v odstavci Složení).

Vedlejší účinky

Při použití fytofontana VIROSTOP nosního spreje můžete dočasně pociťovat mírné podráždění na sliznici. Tyto pocity jsou dočasné a přirozené.

Určení uživatele / pacient

Zdravotnický prostředek fytofontana VIROSTOP nosní sprej je určen pro dospělé a děti starší 3 let.

Preventivní opatření a upozornění

- ⚠ Nepoužívejte u dětí mladších 3 let. Starší děti by měli přípravek používat jen pod dohledem dospělé osoby.
- ⚠ Pro těhotné a kojící ženy se ohledně používání doporučuje konzultace s odborným lékařem.
- ⚠ Pokud příznaky přetrvávají, je nutné vyhledat lékaře.
- ⚠ Přípravek nedoporučujeme používat, pokud jste měli provedené operační zákroky v oblasti nosu, úst, nebo byla poškozena sliznice horních cest dýchacích.
- ⚠ Přípravek je určen pro použití jednou osobou - riziko přenosu infekce.
- ⚠ Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Případně jemně usazeniny jsou zapříčiněny rostlinnými složkami, které přípravek obsahuje a žádným způsobem neovlivňují kvalitu výrobku. Při manipulaci se sprejem je třeba zabránit přímému vniknutí přípravku do očí. Při zasazení očí vypláchněte tekoucí vodou.

Dávkování

Preventivně: Aplikujte 3-4 x denně 1 vstřík do každé nosní dírky, dětem starším 3 let se podává 2x denně 1 vstřík do každé nosní dírky. Vhodné i pro preventivní používání. Pokud jste vystaveni vyššímu riziku nákazy, můžete aplikovat sprej i vícekrát denně.

V případě akutního stavu: Aplikujte 4-5 x denně 1 vstřík do každé nosní dírky, dětem starším 3 let se podává 3x denně 1 vstřík do každé nosní dírky.

Je velmi důležitá aplikace večer před spaním.

Hlavním přínosem pro pacienta je vliv na veřejné zdraví a to použitím VIROSTOPU kde

- polyfenoly podporují lokální imunitu horních cest dýchacích v časném stadiu infekce,
- zlepšení kvality života snížením délky symptomů způsobujících infekce horních cest dýchacích,
- preventivní používání VIROSTOPU v období zvýšeného výskytu infekce v kolektivech snižuje náchylnost k rizikům infekcí horních cest dýchacích.

Způsob použití spreje

Sprejová forma umožňuje jednoduchou a rovnoměrnou aplikaci na nosní sliznici.

- před použitím protřeptejte
- odstraňte ochranný kryt z aplikátoru
- vsuňte aplikátor do nosní dírky a dávkujte stisknutím sprejové hlavičky
- po každém použití očistěte nosní aplikátor a nasade ochranný kryt

Obsah balení: lahvička s rozprašovačem a aplikátorem, plněný objem 20 ml

Životnost zdravotnického prostředku

Lehotu životnosti zdravotnického prostředku určuje datum expirace na obalu výrobku – 36 měsíců od data výroby.

Průslušensví nebo kompatibilitní ZP

ZP fytofontana VIROSTOP nemá průslušensví ani žádné kompatibilitní ZP.

Skladování



Údaje jsou uvedeny na obalu

Likvidace: Nespotřebovaný přípravek vraťte do lékárny. Čistý obalový materiál zlikvidujte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludčice 404, Slovenská republika podľa licence Herb-Pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švýcarsko

www.virostop.info
www.fytofontana.com

CE 2265

Další informace

V případě závažné nehody způsobené prostředkem by měl uživatel tuto událost nahlásit výrobci a příslušnému orgánu v členském státě, ve kterém má uživatel bydliště.

Návod k použitiu
fytofontana VIROSTOP nosový sprej



Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití.
Uchovávejte si návod k použití pro případ dalšího použití.

Virové infekce patří mezi nejčastější infekční onemocnění dýchacích cest s výraznými celkovými příznaky. Začínají náhle, proto je potřebné rychle a včas zakročit. Tieto ochorenia (vrátane nádých) spôsobujú viry, ktoré sa prenášajú infekciou cez sliznicu do organizmu, kde sa začnú rýchle rozmnožovať. Vďaka polyfenolom, na ktoré je bohatý, extrakt z *Cistus creticus* vytvára ochranný film na nosovej sliznici. Táto ochranná bariéra predstavuje fyzický (mechanický) obranu proti vírusom, bráni ich prenikaniu a ďalšiemu množeniu. Miesto pôsobenia ZP je na sliznici horných dýchacích ciest – konkrétne na sliznici ústnej dutiny pre ústny sprej/pastilky a na sliznici nosovej dutiny pre nosový sprej. Ďalšie obsiahnuté zložky - citrusové bioflavonoidy, echinacea purpurea, šalvia lekárska a barbadoská čerešňa (acerola) posilujú protivirovú neutralizačný účinok.

Zloženie: cistus krétsky extrakt (1,90 g), echinacea purpurea extrakt (3,06 g), šalvia lekárska extrakt (0,88 g), citrus bioflavonoid komplex (0,05 g), acerola extrakt (0,02 g), kyselina hyaluronová, mátová aróma, aloe barbadoská extrakt, voda, phenoxethanol, ethylhexylglycerin

Účel určení

Fytofontana VIROSTOP je určený ako ochranná bariéra proti vírusom spôsobujúcim zápal horných dýchacích ciest aplikáciou na sliznicu horných dýchacích ciest.

Indikácie

Zarúčevanie sliznice pri zápale horných dýchacích ciest.

Hlavný mechanizmus účinku

Hlavný mechanizmus účinku zdravotníckej pomôcky fytofontana VIROSTOP nosový sprej spočíva v tom, že pokrýva sliznicu nosovej dutiny ochranným filmom a tým bráni prieniku vírusov do organizmu.

Kontraindikácie

Alergia na ktorúkoľvek zo zložiek zdravotníckej pomôcky (uvedených v odstavci Zloženie).

Vedľajšie účinky

Pri použití fytofontana VIROSTOP nosového spreja môžete dočasne pociťovať mierne podráždenie na sliznici. Tieto pocity sú dočasné a prirodzené.

Určení používateľa / pacient

Zdravotnícka pomôcka fytofontana VIROSTOP nosový sprej je určená pre dospelých a deti staršie ako 3 roky.

Preventívne opatrenia a upozornenia

- ⚠ Nepoužívajte u detí mladších ako 3 roky. Staršie deti by mali prípravok používať len pod dohľadom dospelého osoby.
- ⚠ Pre tehotné a kojące ženy sa ohľadne používania odporúča konzultácia s odborným lekárom.
- ⚠ Ak príznaky pretrvávajú, je potrebné vyhľadať lekára.
- ⚠ Prípravok neodporúčame používať, ak ste mali vykonané operačné zákroky v oblasti nosa, úst, alebo bola poškodená sliznica horných dýchacích ciest.
- ⚠ Prípravok je určený pre použitie jednou osobou – riziko prenosu infekcie.
- ⚠ Uchovávať mimo dosahu malých detí.

Případně jemně usazeniny jsou zapříčiněny rostlinnými složkami, které přípravek obsahuje a žádným způsobem neovlivňují kvalitu výrobku. Při manipulaci so sprejem je potrebné zabrániť priamemu vniknutiu prípravku do očí. Pri zasiahnutí očí vypláchnite tekúcou vodou.

Dávkovanie

Preventívne: Aplikujte 3-4 x denne 1 vstrek do každej nosovej dierky, deťom starším ako 3 roky sa podáva 2x denne 1 vstrek do každej nosovej dierky. Vhodné aj na preventívne používanie. V prípade ak ste vystaveni vyššiemu riziku nákazy, môžete aplikovať sprej aj viackrát denne.

V prípade akútneho stavu: Aplikujte 4-5 x denne 1 vstrek do každej nosovej dierky, deťom starším ako 3 roky sa podáva 3x denne 1 vstrek do každej nosovej dierky.

Je veľmi dôležitá aplikácia večer pred spaním.

Hlavným prínosom pre pacienta je vplyv na verejné zdravie a to použitím VIROSTOPU kde

- polyfenoly podporujú lokálnu imunitu horných dýchacích ciest v skorom štádiu infekcie,
- zlepšenie kvality života znížením dĺžky symptomov spôsobujúcich infekcie horných dýchacích ciest,
- preventívne používanie VIROSTOP-u v období zvýšeného výskytu infekcie v kolektívach znižuje náchylnosť na riziká infekcií horných dýchacích ciest.

Spôsob použitia spreju

Sprejová forma umožňuje jednoduchú a rovnomernú aplikáciu na nosovej sliznici.

- pred použitím pretrepte
- odstráňte ochranný kryt z aplikátora
- vsuňte aplikátor do nosovej dierky a dávkujte stlačením sprejovej hlavičky
- po každom použití očistite nosový aplikátor a nasadte ochranný kryt

Obsah balenia: fliašička s rozprašovacom a aplikátorom, naplnený objem 20 ml

Životnosť zdravotníckej pomôcky

Lehotu životnosti zdravotníckej pomôcky určuje dátum expirácie na obale výrobku – 36 mesiacov od dátumu výroby.

Príslušensví alebo kompatibilitní ZP

ZP fytofontana VIROSTOP nemá príslušensví ani žiadne kompatibilitní ZP.

Skladovanie



Údaje sú uvedené na obale

Likvidácia: Nespotrebovaný prípravok vraťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte do príslušného kontajnera na triedený odpad.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludčice 404, Slovenská republika podľa licence Herb-Pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švajčiarsko

www.virostop.info
www.fytofontana.com

CE 2265

Dalšie informácie

V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou by mal používateľ túto udalosť ohlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má používateľ bydlisko.

VYSVETLIVKY SYMBOLŮ



Čtete návod k použití



Použitelné do



Teplotní limit



Označení shody



Referenční (katalogové) číslo



Varování



Výrobce



Číslo šarže



Chraňte před slunečním zářením



Zdravotnická pomůcka



Unikátní identifikátor



prostředků



Pozří návod na použití



Použitelné do



Teplotní limit



Označení shody



Referenční číslo



Varovanie



Výrobca



Číslo šarže



Chraňte pred slnečným žiarením



Zdravotnícka pomôcka



Unikátny identifikátor



pomôcky

Datum vydání: 23.01.2026

Datum vydání: 23.01.2026

REF 10036PCSH-P-2