

Návod na použitie

fytofontana VIROSTOP FORTE ústny sprej



Pred použitím si pozorne preštudujte návod na použitie.
Uchovajte si návod na použitie pre prípad ďalšieho použitia.

Vírusové infekcie patria medzi najčastejšie infekčné ochorenia dýchacích ciest s výraznými celkovými príznakmi. Začínajú náhle, preto je potrebné rýchlo a včas zakročiť. Tieto ochorenia (vrátane nádchy) spôsobujú vírusy, ktoré sa prenášajú infekciou cez sliznice do organizmu, kde sa začnú rýchle rozmnožovať. Vďaka polyfenolom, na ktoré je bohatý, extrakt z *Cistus creticus* vytvára ochranný film na slizniciach úst a hrdla. Táto ochranná bariéra predstavuje fyzickú (mechanickú) obranu proti vírusom, bráni ich prenikaniu a ďalšiemu množeniu. Miesto pôsobenia ZP je na sliznici horných dýchacích ciest – konkrétne na sliznici ústnej dutiny. Ďalšie obsiahnuté zložky -citrusové bioflavonoidy, echinacea purpurová, šalvia lekárska a barbadoská čerešňa (*acerola*) posilňujú protívírusový neutralizačný účinok.

Fytofontana VIROSTOP FORTE prináša zosilnený účinok vďaka pridaniu **špeciálneho bioaktívneho peptidu AVP3 a organického glycerínu**, ktoré podporujú integritu slizničnej bariéry, zvyšujú viskozitu a príľnavosť ochranného filmu a prispievajú k dlhšiemu zotrvaní aktívnych látok na sliznici. Bioaktívny peptid AVP3 významne posilňuje účinnosť fyzikálnej bariéry vytvárané sprejom, najmä v období zvýšeného výskytu respiračných vírusov. Organický glycerín zároveň zvlhčuje sliznicu a predlžuje príľnavosť ochranného filmu, čím zabezpečuje dlhodobjší fyzikálny ochranný účinok.

Zloženie: cistus krétsky extrakt (0,94 g), echinacea purpurová extrakt (1,52 g), šalvia lekárska extrakt (0,44 g), citrus bioflavonoid komplex (0,03 g), acerola extrakt (1,19 g), peptid AVP3, glycerin, mäťová aróma, voda, acesulfam K, sorban draselný

Účel určenia

Fytofontana VIROSTOP je určený ako ochranná bariéra proti vírusom spôsobujúcim zápal horných dýchacích ciest aplikáciou na sliznicu horných dýchacích ciest.

Indikácie

Začervenanie sliznice pri zápale horných dýchacích ciest.

Hlavný mechanizmus účinku

Hlavný mechanizmus účinku zdravotníckej pomôcky fytofontana VIROSTOP ústny sprej spočíva v tom, že pokrýva sliznice dutiny ústnej ochranným filmom a tým bráni prieniku vírusov do organizmu.

FORTE verzia prináša zosilnený účinok vďaka pridaniu **bioaktívneho peptidu a glycerínu**, ktoré podporujú integritu slizničnej bariéry, zvyšujú viskozitu a príľnavosť ochranného filmu a tým prispievajú k dlhšiemu zotrvaní účinnej látky na sliznici. Peptid AVP3 – bioaktívna zložka s afinitou k sliznici, podporujúca lokálnu obranu a účinok ochranného filmu. Organický glycerín – zvlhčuje sliznicu a predlžuje príľnavosť účinných látok.

Kontraindikácie

Alergie na ktorúkoľvek zo zložiek zdravotníckej pomôcky (uvedených v odstavci Zloženie).

Vedľajšie účinky

Pri použití fytofontana VIROSTOP FORTE ústneho spreja môžete dočasne pociťovať mierne podráždenie na sliznici. Tieto pocity sú dočasné a prirodzené.

Určení používateľa / pacienti

Zdravotnícka pomôcka fytofontana VIROSTOP FORTE ústny sprej je určená pre dospelých a deti staršie ako **3 roky**.

Preventívne opatrenia a upozornenia

- ⚠ Nepoužívajte u detí mladších ako 3 roky. Staršie deti by mali prípravok používať len pod dohľadom dospelého osoby.
- ⚠ Pre tehotné a kojace ženy sa ohľadne používania odporúča konzultácia s odborným lekárom.
- ⚠ Ak príznaky pretrvávajú, je potrebné vyhľadať lekára.
- ⚠ Prípravok neodporúčame používať, ak ste mali vykonané operačné zákroky v oblasti nosa, úst, alebo bola poškodená sliznica horných dýchacích ciest.
- ⚠ Prípravok je určený pre použitie jednou osobou – riziko prenosu infekcie.
- ⚠ Uchovávať mimo dosahu malých detí.

Prípadné jemné usadeniny sú zapríčinené rastlinnými zložkami, ktoré prípravok obsahuje a žiadnym spôsobom neovplyvňujú kvalitu výrobku. Pri manipulácii so sprejom je potrebné zabrániť priamemu vniknutiu prípravku do očí. Pri zasiahnutí očí vypláchnite tečúcou vodou.

Dávkovanie

Preventívne: Aplikujte 2x denne 5 vstrekov do úst, deťom starším ako 3 roky sa podáva 2x 2 vstreky denne. Vhodné aj na preventívne používanie. V prípade ak ste vystavení vyššiemu riziku nákazy, môžete aplikovať sprej aj viackrát denne.

V prípade akútneho stavu: Aplikujte 3x denne 5 vstrekov do úst, deťom starším ako 3 roky sa podáva 3x 2 vstreky denne.

Je veľmi dôležitá aplikácia večer pred spaním po umytí zubov.

Hlavným prínosom pre pacienta je vplyv na verejné zdravie a to použitím VIROSTOPU kde

- polyfenoly podporujú lokálnu imunitu horných dýchacích ciest v skorom štádiu infekcie
- zlepšenie kvality života znížením dĺžky symptómov spôsobujúcich infekcie horných dýchacích ciest
- preventívne používanie VIROSTOP-u v období zvýšeného výskytu infekcie v kolektívoch znižuje náchylnosť na riziká infekcií horných dýchacích ciest.

Spôsob použitia spreju

Sprejová forma umožňuje jednoduchú a rovnomernú aplikáciu na ústnej sliznici.

- pred použitím pretrepte
- odstráňte ochranný kryt z aplikátora
- vsuňte aplikátor do úst dávkujte stlačením sprejovej hlavice
- po každom použití očistite ústny aplikátor a nasadte ochranný kryt

Obsah balenia: fľaštička s rozprašovačom a aplikátorom, naplnený objem 10 ml

Životnosť zdravotníckej pomôcky

Lehotu životnosti zdravotníckej pomôcky určuje dátum expirácie na obale výrobku – 36 mesiacov od dátumu výroby.

Príslušenstvo alebo kompatibilné ZP

ZP fytofontana VIROSTOP nemá príslušenstvo ani žiadne kompatibilné ZP.

Skladovanie



Údaje sú uvedené na obale

Likvidácia: Nespotrebovaný prípravok vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte do príslušného kontajnera na triedený odpad.



Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince 404, Slovenská republika podľa licencie Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Švajčiarsko

www.virostop.info

www.fytofontana.com



Ďalšie informácie

V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou by mal používateľ túto udalosť ohlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má používateľ bydlisko.

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Pozri návod na použitie		Výrobca
	Použiteľné do		Číslo šarže
	Teplotný limit		Chráňte pred slnečným žiarením
	Označenie zhody		Zdravotnícka pomôcka
	Referenčné číslo		Unikátny identifikátor pomôcky
	Varovanie		

Dátum vydania: 23.01.2026

10046S-P-1